



▲ TUA TRE'ND Body

▼ TUA TRE'ND Face&Body

VuP'Esse  
BODYPLANET

Sprzedaz: **Beautyfanatic**, Hołubcowa 49, 02-821 Warszawa  
tel: 501 377 241, fax: 22 816 5005  
www.beautyfanatic.com.pl, sklep@beautyfanatic.com.pl

BONFIGLIOLI

Tua® TRE'ND



ORIGINAL ITALIAN BEAUTY TOOLS

TUA TRE'ND, TO RODZINA ORYGINALNYCH I INNOWACYJNYCH URZĄDZEŃ DO UTRZYMANIA CAŁEGO CIAŁA W DOSKONAŁEJ KONDYCCJI, FORMIE I KSZTAŁCIE.

Urządzenia najnowszej generacji wyróżniają się nowoczesną, elegancką i "trendy" linią.

Małe, zaawansowane technologicznie urządzenia, praktyczne w użyciu i produkcji dostarczają doskonałych wyników.

Podświetlany wyświetlacz LCD poprowadzi użytkownika przez wszystkie programy a przycisk "nawigacji" w panelu sterowania uruchomi wszystkie funkcje Tua Tre'nd w ułamku sekundy.

**Dostępne są trzy modele:**

- **Face**, z nowo opatentowaną elektrodą do natychmiastowego i skutecznego umiejscowienia na każdym obszarze twarzy.
- **Body**, z praktycznymi elektrodami żelowymi do skutecznego leczenia obszarów ciała.
- **Face&Body**, połączenie funkcji urządzeń Face i Body.

▼ TUA TRE'ND Face



trend.it


www.tua

VATP15GB Rev. 00 10/08

## TUA TRE'ND Face



**TUA TRE'ND Face** to kompletne urządzenie do elektrostymulacji, leczenia twarzy i szyi. Każdy obszar leczony jest określonym programem pracy. Wystarczy wybrać ikonę na ekranie LCD.



**Prąd sinusoidalny** do stymulowania mięśni twarzy




**TUA TRE'ND Face** posiada specjalną opatentowaną elektrodę do umiejscowienia na różnych obszarach twarzy. Urządzenie generuje prąd typu sinusoidalnego o specjalnej częstotliwości zapewniający najlepsze wyniki oraz największy komfort stymulacji na delikatnych mięśniach twarzy.



Programy pracy są w pełni zaprogramowane, mają określone wszystkie parametry, takie jak: częstotliwość stymulacji, szerokości impulsu, czas kurczenia i czasów powrotu: tylko intensywność stymulacji musi zostać wyregulowana.

## TUA TRE'ND Body



**TUA TRE'ND Body** to kompletne urządzenie elektrostymulujące do zabiegów na ciało. Oferuje 2 niezależne wyjścia kontrolujące żelowe elektrody samoprzylepne idealne do zastosowania na wszystkich obszarach ciała. Urządzenie generuje prąd dwufazowy symetryczny w kształcie prostokąta, którego intensywność może być bezpośrednio regulowana przez użytkownika w precyzyjnych odstępach 1 mA.



Prąd symetryczny dwufazowy **prostokątny** do stymulacji mięśni ciała.



Wszystkie pozostałe parametry 12 programów są ustawiane, dzięki czemu urządzenie jest bardzo proste w użyciu. 12 programów dzieli się na programy górnej (6) i dolnej (6) części ciała.

**Odchudzanie, ujędrnianie, zwalczanie cellulitu, zwiększanie napięcia mięśniowego i rozluźnienie spiętych mięśni.**


## TUA TRE'ND Face&Body




**TUA TRE'ND Face&Body** łączy w sobie wszystkie funkcje z urządzeń **Face** i **Body**. Kompletne urządzenie do leczenia każdego obszaru części ciała i twarzy.

**Jednostka sterująca w rzeczywistości generuje różne kształty fali dla ciała i twarzy.**

Symetryczny prąd dwufazowy prostokątny służy do wszystkich zabiegów kosmetycznych a idealny prąd sinusoidalny odpowiednio modulowany wykorzystywany jest na małych i wrażliwych mięśniach twarzy.



**Prąd Sinusoidalny** do stymulacji mięśni twarzy



Prąd symetryczny dwufazowy **prostokątny** do stymulacji mięśni ciała.

Programy pracy są w pełni zaprogramowane, pozostałe parametry takie jak są już określone: częstotliwość stymulacji, szerokości impulsu, czas kurczenia i czasów powrotu: tylko intensywność stymulacji musi zostać wyregulowana w precyzyjnych odstępach 1 mA.

Zabiegi na twarz. **TUA TRE'ND Face & Body** posiada specjalną opatentowaną elektrodę składającą się z odsprężynowanej regulowanej w każdym kierunku elektrody, która dostosuje się do każdego obszaru twarzy.



Zabiegi na ciało. **TUA TRE'ND Face & Body** posiada 2 niezależne wyjścia kontrolujące 4 żelowe elektrody idealne do zastosowania na wszystkich obszarach ciała.



**TUA TRE'ND Face** oferuje 5 programów ćwiczeń, wybieranych za pomocą przycisków nawigacyjnych i wyświetlanych ikon na ekranie LCD, każdej określonej częstotliwości i czasu leczenia określonej części twarzy.



Działa na obszarze kości policzkowych, aż do obszaru graniczącego z uchem.



Działa na policzku, od kąćki ust do szczęki




Działa w okolicy skroniowej i czoła.



Działa na brodzie i wokół łuku brzoścowego. Program ten używany jest do stymulowania mięśni szyi.



Działa na obszarze dookoła oczu i na worki pod oczami.



### PROGRAMY CIAŁA

**1 SLIM**  
Program wyszczuplający obszary tłuszczowe.

**2 TONE**  
Program ujędrniający i tonujący.

**3 LIPOCELL**  
Program o działaniu lipolitycznym. Redukcja zlokalizowanego cellulitu.

**4 MASS**  
Specjalny program do budowania masy mięśni; pomaga przywrócić objętość i reakcję ruchową na leczonym obszarze

**5 M-STRENGTH**  
Specjalny program do budowania masy mięśni; pomaga przywrócić objętość i wzmocnienie mięśni.

**6 RELAX**  
Program rozluźniający, ściśnięte i spięte mięśnie, zwłaszcza na obszarze szyjnym, górnym trapezie i mięśni wzdłuż kręgosłupa.

## 5 programów na każdy obszar twarzy, 12 programów do skutecznego leczenia obszarów ciała.

