



▲ TUA TRE'ND Body

▼ TUA TRE'ND Face&Body

VuP'Esse
BODYPLANET

Sprzedaz: **Beautyfanatic**, Hołubcowa 49, 02-821 Warszawa
tel: 501 377 241, fax: 22 816 5005
www.beautyfanatic.com.pl, sklep@beautyfanatic.com.pl

BONFIGLIOLI

Tua® TRE'ND



ORIGINAL ITALIAN BEAUTY TOOLS

TUA TRE'ND, TO RODZINA ORYGINALNYCH I INNOWACYJNYCH URZĄDZEŃ DO UTRZYMANIA CAŁEGO CIAŁA W DOSKONAŁEJ KONDYCJI, FORMIE I KSZTAŁCIE.

Urządzenia najnowszej generacji wyróżniają się nowoczesną, elegancką i "trendy" linią.

Małe, zaawansowane technologicznie urządzenia, praktyczne w użyciu i produkcji dostarczają doskonałych wyników.

Podświetlany wyświetlacz LCD poprowadzi użytkownika przez wszystkie programy a przycisk "nawigacji" w panelu sterowania uruchomi wszystkie funkcje Tua Tre'nd w ułamku sekundy.

Dostępne są trzy modele:

- **Face**, z nowo opatentowaną elektrodą do natychmiastowego i skutecznego umiejscowienia na każdym obszarze twarzy.
- **Body**, z praktycznymi elektrodami żelowymi do skutecznego leczenia obszarów ciała.
- **Face&Body**, połączenie funkcji urządzeń Face i Body.

▼ TUA TRE'ND Face



VATP15GB Rev. 00 10/08

trend.it

www.tua

TUA TRE'ND Face



TUA TRE'ND Face to kompletne urządzenie do elektrostymulacji, leczenia twarzy i szyi.

Każdy obszar leczony jest określonym programem pracy. Wystarczy wybrać ikonę na ekranie LCD.

TUA TRE'ND Face posiada specjalną opatentowaną elektrodę do umiejscowienia na różnych obszarach twarzy. Urządzenie generuje prąd typu sinusoidalnego o specjalnej częstotliwości zapewniający najlepsze wyniki oraz największy komfort stymulacji na delikatnych mięśniach twarzy.


Programy pracy są w pełni zaprogramowane, mają określone wszystkie parametry, takie jak: częstotliwość stymulacji, szerokości impulsu, czas kurczenia i czasów powrotu: tylko intensywność stymulacji musi zostać wyregulowana.



Prąd sinusoidalny do stymulowania mięśni twarzy



TUA TRE'ND Body



TUA TRE'ND Body to kompletne urządzenie elektrostymulujące do zabiegów na ciało. Oferuje 2 niezależne wyjścia kontrolujące żelowe elektrody samoprzylepne idealne do zastosowania na wszystkich obszarach ciała.

Urządzenie generuje prąd dwufazowy symetryczny w kształcie prostokąta, którego intensywność może być bezpośrednio regulowana przez użytkownika w precyzyjnych odstępach 1 mA.

Wszystkie pozostałe parametry 12 programów są ustawiane, dzięki czemu urządzenie jest bardzo proste w użyciu. 12 programów dzieli się na programy górnej (6) i dolnej (6) części ciała.

Odchudzanie, ujędrnianie, zwalczanie cellulitu, zwiększanie napięcia mięśniowego i rozluźnienie spiętych mięśni.



Prąd symetryczny dwufazowy prostokątny do stymulacji mięśni ciała.




TUA TRE'ND Face&Body




TUA TRE'ND Face&Body łączy w sobie wszystkie funkcje z urządzeń **Face** i **Body**. Kompletne urządzenie do leczenia każdego obszaru części ciała i twarzy.

Jednostka sterująca w rzeczywistości generuje różne kształty fali dla ciała i twarzy.

Symetryczny prąd dwufazowy prostokątny służy do wszystkich zabiegów kosmetycznych a idealny prąd sinusoidalny odpowiednio modulowany wykorzystywany jest na małych i wrażliwych mięśniach twarzy.



Prąd Sinusoidalny do stymulacji mięśni twarzy



Prąd symetryczny dwufazowy prostokątny do stymulacji mięśni ciała.

Programy pracy są w pełni zaprogramowane, pozostałe parametry takie jak są już określone: częstotliwość stymulacji, szerokości impulsu, czas kurczenia i czasów powrotu: tylko intensywność stymulacji musi zostać wyregulowana w precyzyjnych odstępach 1 mA.

Zabiegi na twarz.

TUA TRE'ND Face & Body posiada specjalną opatentowaną elektrodę składającą się z odsprężynowanej regulowanej w każdym kierunku elektrody, która dostosuje się do każdego obszaru twarzy.



Zabiegi na ciało.

TUA TRE'ND Face & Body posiada 2 niezależne wyjścia kontrolujące 4 żelowe elektrody idealne do zastosowania na wszystkich obszarach ciała.



TUA TRE'ND Face oferuje 5 programów ćwiczeń, wybieranych za pomocą przycisków nawigacyjnych i wyświetlanych ikon na ekranie LCD, każdej określonej częstotliwości i czasu leczenia określonej części twarzy.



Działa na obszarze kości policzkowych, aż do obszaru graniczącego z uchem.



Działa na policzku, od kąćki ust do szczęki



Działa w okolicy skroniowej i czoła.



Działa na brodzie i wokół łuku żuchwowego. Program ten używany jest do stymulowania mięśni szyi.



Działa na obszarze dookoła oczu i na worki pod oczami.



PROGRAMY CIAŁA

1 SLIM
Program wyszczuplający obszary tłuszczowe.

2 TONE
Program ujędrniający i tonujący.

3 LIPOCELL
Program o działaniu lipolitycznym. Redukcja zlokalizowanego cellulitu.

4 MASS
Specjalny program do budowania masy mięśni; pomaga przywrócić objętość i reakcję ruchową na leczonym obszarze

5 M-STRENGTH
Specjalny program do budowania masy mięśni; pomaga przywrócić objętość i wzmocnienie mięśni.

6 RELAX
Program rozluźniający, ściśnięte i spięte mięśnie, zwłaszcza na obszarze szyjnym, górnym trapezie i mięśni wzdłuż kręgosłupa.

5 programów na każdy obszar twarzy, 12 programów do skutecznego leczenia obszarów ciała.

